

Alistamiento de neveras



1

Prepara los geles

1

Refrigerar los geles mínimo 48 horas a T°C de -23 y -18°C.
¿Los geles están blandos en las puntas?



NO



SI

Devuélvelos al congelador x 48 h. mínimo.

2

Selecciona la nevera

2

Acorde al tamaño y cantidad de medicamentos.
De acuerdo al tiempo de transporte que se requiera.
Verifica que este en buen estado y con tapa de cierre hermético.



3

Atempera

3

Escoge la cantidad de geles que requieres de acuerdo al tamaño de la nevera.
Dejar la nevera destapada con los geles en el interior mínimo 20 minutos (inicia descongelación).

Volumen de la nevera	Cantidad de geles	Ubicación de geles en la nevera	Tiempo cadena de frío en ruta (horas)
5	2	Ubicar un gel en los laterales de mayor longitud.	19
10	4	Ubicar un gel en cada lateral.	22
15	6	Ubicar 2 geles en los laterales de mayor longitud y 1 gel en el de menor.	29
24			30
46	10	Ubicar 3 geles en los laterales de menor longitud y 4 geles en la parte superior.	42

4

Ingresa los medicamentos

Empaca los medicamentos en bolsas de plástico.
Introduce los medicamentos en la nevera y aíslalos con separadores de cartón o de icopor.
Toma la temperatura de la nevera antes de la salida (**2 a 8 °C**).
recuerda dejar el termómetro 10 minutos.

Deja evidencia de este dato.

4



Alistamiento nevera 46 L (10 geles congelados)

